

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05160**

Bezeichnung: **MED-COMFORT**

PP-Vlies-Overall

mit Kapuze und Reißverschluß



GRÖßen

| | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Breite | 57 cm | 61 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 80 cm |
| Länge | 162 cm | 168 cm | 176 cm | 183 cm | 187 cm | 193 cm |

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Material | <input checked="" type="checkbox"/> Polypropylen (PP) | <input type="checkbox"/> Polyethylen (PE) | <input type="checkbox"/> SMS | | | |
| Farbe | <input checked="" type="checkbox"/> Blau [B] | <input type="checkbox"/> Grün [G] | <input type="checkbox"/> Orange [O] | <input type="checkbox"/> Rot [R] | <input checked="" type="checkbox"/> Weiß [W] | <input type="checkbox"/> Gelb [Y] |
| | <input type="checkbox"/> Dunkelblau [DB] | <input type="checkbox"/> Dunkelgrün [DG] | | | | <input type="checkbox"/> Hellblau [LB] |
| Verschluß | <input type="checkbox"/> zum Binden | <input checked="" type="checkbox"/> Reißverschluss | <input type="checkbox"/> Druckknöpfe | <input type="checkbox"/> Klettverschluss | | |
| Eigenschaften | <input type="checkbox"/> Trikotbündchen | <input checked="" type="checkbox"/> Gummizug-Bündchen | <input type="checkbox"/> latexfrei | <input checked="" type="checkbox"/> Kapuze | <input type="checkbox"/> Kragen | <input type="checkbox"/> teillaminiert |
| | <input type="checkbox"/> kürzbar durch Perforation | <input type="checkbox"/> geblockt | <input type="checkbox"/> Staubschutz | <input type="checkbox"/> gehämmert | <input type="checkbox"/> kurze Ärmel | <input type="checkbox"/> mit Pappaufhänger |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> angenähte PE-Ärmelschoner |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> einzeln gefaltet |

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| PSA-Verordnung (EU) 2016/425 | <input checked="" type="checkbox"/> Kategorie I | <input type="checkbox"/> Kategorie II | <input type="checkbox"/> Kategorie III | <input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel | | | |
| MP-Verordnung (EU) 2017/745 | <input type="checkbox"/> Klasse I | <input type="checkbox"/> Klasse II | <input type="checkbox"/> Klasse III | <input type="checkbox"/> steril | <input type="checkbox"/> mit Messfunktion | <input checked="" type="checkbox"/> kein Medizinprodukt | |
| Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004 | <input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel | <input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel | <input checked="" type="checkbox"/> fette Lebensmittel | <input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel | <input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel | <input type="checkbox"/> kein Lebensmittelkontakt | |

NORMUNG

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| geprüft nach | <input type="checkbox"/> DIN EN 14126 | <input type="checkbox"/> ISO 16603 | <input type="checkbox"/> ISO 16604 | <input type="checkbox"/> ISO 22610 | <input type="checkbox"/> ISO 22611 | <input type="checkbox"/> ISO 22612 | |
| | <input type="checkbox"/> EN ISO 13688 | <input type="checkbox"/> EN 13034 | | | | | |

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05160**

Bezeichnung: **MED-COMFORT**
PP-Vlies-Overall
mit Kapuze und Reißverschluß



| LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG | | |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Allgemeines | | |
| Material | Beutel | |
| Stück pro Unterverpackung | 1 | |
| GTIN Unterverpackung S [W] | 4044941020716 | |
| GTIN Unterverpackung M [W] | 4044941020723 | |
| GTIN Unterverpackung L [W] | 4044941020730 | |
| GTIN Unterverpackung L [B] | 4044941020792 | |
| GTIN Unterverpackung XL [W] | 4044941020747 | |
| GTIN Unterverpackung XL [B] | 4044941020808 | |
| GTIN Unterverpackung XXL [W] | 4044941020754 | |
| GTIN Unterverpackung XXL [B] | 4044941020815 | |
| GTIN Unterverpackung XXXL [W] | 4044941020761 | |
| Maße & Größe | | |
| Länge | 360 mm | |
| Breite | 290 mm | |
| Höhe | - | |
| Gewichte | | |
| Größe | Nettogewicht | Bruttogewicht |
| S | 78 g | 83 g |
| M | 84 g | 89 g |
| L | 86 g | 91 g |
| XL | 89 g | 94 g |
| XXL | 97 g | 102 g |
| XXXL | 103 g | 108 g |

| LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Allgemeines | | |
| Material | Karton | |
| Unterverpackungen je Umverpackung | 50 | |
| GTIN Umverpackung S [W] | 4044941020112 | |
| GTIN Umverpackung M [W] | 4044941020129 | |
| GTIN Umverpackung L [W] | 4044941020136 | |
| GTIN Umverpackung L [B] | 4044941020310 | |
| GTIN Umverpackung XL [W] | 4044941020143 | |
| GTIN Umverpackung XL [B] | 4044941020327 | |
| GTIN Umverpackung XXL [W] | 4044941020150 | |
| GTIN Umverpackung XXL [B] | 4044941020334 | |
| GTIN Umverpackung XXXL [W] | 4044941020167 | |
| Maße & Größe | | |
| Länge | 350 mm | |
| Breite | 285 mm | |
| Höhe | 320 mm | |
| Gewichte | | |
| Größe | Nettogewicht | Bruttogewicht |
| S | 4.660 g | 5.160 g |
| M | 4.960 g | 5.460 g |
| L | 5.060 g | 5.560 g |
| XL | 5.220 g | 5.720 g |
| XXL | 5.600 g | 6.100 g |
| XXXL | 5.880 g | 6.380 g |

| LOGISTISCHE DATEN PALETTE | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| Allgemeines | | |
| Palettenart | Europalette | |
| Maße & Größe | | |
| Kartons pro Lage | 4 | |
| Lagen pro Palette | 6 | |
| Palettenhöhe | 207 cm | |
| Gewichte | | |
| Größe | Nettogewicht | Bruttogewicht |
| S | 124 kg | 149 kg |
| M | 131 kg | 156 kg |
| L | 133 kg | 158 kg |
| XL | 137 kg | 162 kg |
| XXL | 146 kg | 171 kg |
| XXXL | 153 kg | 178 kg |

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05160**

Bezeichnung: **MED-COMFORT**

PP-Vlies-Overall

mit Kapuze und Reißverschluß



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSGEWINDE

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerung/ Verfallzeit | Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung. |
| Nutzung und Überprüfung | Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen |
| Entsorgung | Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden. |
| Warnhinweise | <ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie Produkte, die mit dem Arbeitsbereich kompatibel sind.• Der Einwegartikel muss nach jedem Gebrauch ausgetauscht werden.• Bei Rissen, Einstichen usw. den Arbeitsbereich verlassen und einen neuen Schutzkittel tragen.• Längereres Tragen von Schutzkitteln kann zu Hitzebelastung führen. Hitzebelastung und Unbequemlichkeit können durch die Verwendung geeigneter Unterwäsche oder geeigneter Belüftungsgeräte reduziert oder beseitigt werden.• Diese Kleidungsstücke sind entflammbar - von Feuer fernhalten.• Im Falle einer Beschädigung des Produkts ist der Arbeitsplatz sofort zu verlassen.• Der Benutzer darf den Schutzkittel nicht ablegen, wenn er sich noch im Gefahrenbereich befindet. |